

Celluma Light Therapy & Hydra Peel Plus

DE PERFECTE COMBINATIE

Geïnspireerd door licht, bewezen wetenschap. FDA en CE gecertificeerd.

1 toestel: 4 toepassingen.

(1) Het blauwe led licht werkt met een golflengte van 476nm in op de door acné geïnfecteerde huid. (2) De huid wordt hersteld in zijn natuurlijke conditie en ziet er opnieuw gezond uit! (3) Het rode led licht werkt met een golflengte van 640nm in op de verouderde huid. (4) De productie van collageen en elastine wordt gestimuleerd waardoor fijne lijntjes en rimpels verminderen.

Bewezen resultaten op het herstelproces van de huid en wondgenezing. De therapie is uitermate geschikt in combinatie met de Hydra Peel Plus behandeling. *Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.*

HYDRA PEEL PLUS

celluma[®]
Light Therapy

HYDRA PEEL PLUS



► Technical Specifications

Input Power	AC 220-240VAC, 50/60Hz, 3A
Power consumption	3A
Vaccum Pressure	0~580mmHg
Noise Leve	50dB
Control Panel	LCD Touch Panel 4.3"
Handpiece	Wide, Narrow
Narrow Size	350×870×280(mm)
Weight	18kg

ANUBIS[®]
c a r e

Donksesteenweg 212, 2930 Brasschaat (Antwerpen)
T. +32(0)36473612 E. info@anubiscare.be


ANUBIS[®]
c a r e

HYDRA PEEL PLUS


Laat de verstikte huid weer ademen.

De Hydra Peel Plus-behandeling is een van de nieuwste en populairste ontwikkelingen op het gebied van huidverbetering zonder downtime.


Hydra Peel Plus is de enige hydradermabrasie-procedure die tegelijkertijd de huid intensief reinigt, peelt, hydrateert, extractie uitvoert en antioxidantbescherming biedt. Dit resulteert in een helderdere, mooiere huid zonder ongemak of downtime. De behandeling is rustgevend, hydraterend, niet-invasief en niet-irriterend.



Stap 1: Lost dode hoorncellen, afvalstoffen en overtollig talg op door middel van aangepaste oplossingen met onder andere AHA en BHA.



Stap 2: Verwijdert fysiek dode huidcellen, oneffenheden, afvalstoffen, ingegroeide haartjes, zwarte puntjes, mee-eters, make-upresten en comedonen via de aangepaste tip.



Stap 3: Verwijdert afgezogen huidcellen en afvalstoffen die zijn verwijderd in Stap 1 & 2 via de aangepaste tip.

Indicaties: Het is klinisch bewezen dat de Hydra Peel Plus-behandeling fijne lijntjes, rimpels, verstopte en vergrote poriën, een vette of acne-gevoelige huid, hyperpigmentatie en bruine vlekken verbetert.

- De Hydra Peel Plus-procedure is veilig voor de meeste huidtypes en huidtinten, waaronder een dunne of verouderende huid, een etnische huid en een droge of vette huid.
- De Hydra Peel Plus kan worden gebruikt als een op zichzelf staande behandeling of als onderdeel van een behandelprogramma in combinatie met lasers, intense pulsed lights, radiofrequentie, microdermabrasie en ledtherapie.
- De Hydra Peel Plus biedt klanten zichtbare en blijvende resultaten, zoals het verminderen van pigmentvlekken, fijne lijntjes, rimpels en een directe glow.



Oplossing AHA:

- Glucosamine en melkzuur: verwijderen dode huidcellen, overtollig talg en onzuiverheden.
- Gist- en algenextract: kalmeren en hydrateren de huid zonder irritatie te veroorzaken.
- Methylisothiazolinon: vermindert pigmentatie en voorkomt melanineproductie.

Oplossing BHA:

- Salicylzuur en melkzuur: verwijderen talg en onzuiverheden.
- Honingextract en kruidenbloemextract: hebben een kalmerend en hydraterend effect, verhogen de elasticiteit van de huid, verjongen de huid en verlichten acne.

Oplossing ESSENCE:

Theeplantenextract, kastanje-extract en rozemarijnextract:

- Werken als antioxidanten
- Beschermt tegen ultraviolette straling (UV-A), die de oorzaak is van vlekken, sproeten en fijne rimpels.
- Stimuleert de doorbloeding van de haarvaten.
- Verbetering van de donkere verkleuring rond de ogen.
- Heeft antioxidatieve, ontstekingsremmende en anti-allergische effecten.

Vitamine B5:

- Verhoogt de productie van het adrenocorticotroop hormoon en adrenaline.
- Voorkomt infecties en stimuleert genezing.
- Voorkomt veroudering, zoals rimpels.
- Verbetering van de immuunfunctie.