

BEHANDELSTOEL

München Olympic 4 Deluxe



ANUBIS
c a r e

Motoren	Linak
Garantie	2jaar
Hefvermogen	200kg
Gewicht	88kg
Lengte	184cm
Breedte	60-85cm
Hoogte	58-103cm



- ✓ met 4 LINAK® motoren
- ✓ standaard in kleur wit
- ✓ andere kleuren tegen meerprijs
- ✓ hoog / laag electronisch
- ✓ rugverstelling elektrisch
- ✓ kantelfunctie / trendelenburg elektrisch
- ✓ been-gedeelte elektrisch
- ✓ uitschuifbaar hoofd-deel / uitschuifbaar voet-deel
- ✓ hoofddeel met neusopening / apart hoofdkussen