

BEHANDELSTOEL
Vivaldi Line 3M



ANUBIS
c a r e

VIVALDI
CARE 

Kom proef zitten in onze showroom!



- ✓ met 3 LINAK® motoren
- ✓ standaard in kleur wit
- ✓ andere kleuren zonder meerprijs (levertijd +4w)
- ✓ hoog /laag electronisch
- ✓ rugverstelling elektrisch
- ✓ kantelfunctie / trendelenburg elektrisch
- ✓ been-gedeelte handmatig - stabilus gasveer
- ✓ uitschuifbaar hoofd-deel / uitschuifbaar voet-deel
- ✓ hoofddeel met neusopening / apart hoofdkussen
- ✓ armleggers wegklapbaar
- ✓ geschikt voor alle behandelingen

Lengte	178cm
Breedte	74cm
Hoogte	60cm - 94cm

Gewicht	55kg
Hefvermogen	200kg
Garantie	2jaar
Voeding	AC220-240 V50/60HZ

